

### Не открывайте крышку вакуумных пробирок!

Сначала вымойте руки, а затем проведите тщательный туалет наружных половых органов.

**Для ОАМ, биохимии мочи:** соберите всю утреннюю порцию мочи

**Для анализа мочи по Нечипоренко:** спустите первую небольшую порцию мочи в туалет, затем соберите среднюю порцию мочи в контейнер, последнюю порцию в туалет




Опустите устройство для переноса мочи тонким концом в стаканчик с биологическим материалом



Поместите пробирку крышкой вниз в углубление на устройстве для переноса мочи. Надавите на дно пробирки, пока игла не проколёт резиновую пробку в крышке пробирки, и моча не начнет поступать в пробирку. Дождитесь, пока пробирка наполнится, затем удалите ее из контейнера. В случае необходимости, повторите данную процедуру с другой пробиркой.

**ВНИМАНИЕ!** Следите за тем, чтобы кончик устройства был погружен в образец



8-10 x

**!!! Перемешайте содержимое пробирки 8-10 раз, осторожно перевернув ее на 180°.**

**Доставьте пробирку в филиал лаборатории СИНЛАБ**

### ИННОВАЦИИ

#### в системе сбора и хранения мочи!

Если у Вас нет возможности привезти анализ мочи в лабораторию в течение 2 часов, Вы можете купить систему

Vacutainer (Вакутайнер) и

доставлять мочу в удобное для Вас время

в течение суток после сбора мочи

в рабочие часы филиалов.

для ОАМ, мочи по Нечипоренко, биохимии

мочи приобретайте в регистратуре:

1. контейнер
2. пробирку

Справка по тел. (29) 303-65-11

*Системы Вакутайнер можно приобрести в регистратуре любого филиала лаборатории СИНЛАБ.*



Откройте крышку контейнера и положите ее устройством для переноса мочи вверх



**ВНИМАНИЕ!** Не трогайте руками стерильную соломинку или внутреннюю часть крышки, т.к. это увеличивает риск загрязнения




Осторожно отогните стикер на крышке стерильного контейнера.

**НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ!**



Поместите пробирку крышкой вниз в углубление на крышке контейнера.

Надавите на дно пробирки, пока игла не проколёт резиновую пробку в крышке пробирки, и моча не начнет поступать в пробирку. Дождитесь, пока пробирка наполнится, затем удалите ее из крышки контейнера. В случае необходимости, повторите данную процедуру с другой пробиркой. После того, как была извлечена последняя пробирка, осторожно приклейте стикер обратно на крышку контейнера.



8-10 x

**!!! Перемешайте содержимое пробирки 8-10 раз, осторожно перевернув ее на 180°**

*Доставьте пробирку в филиал лаборатории СИНЛАБ*

### ИННОВАЦИИ

***в системе сбора и хранения мочи!***

Если у Вас нет возможности привезти анализ мочи в лабораторию в течение 2 часов, Вы можете купить систему Vacusera (Вакусера) и

***доставлять мочу в удобное для Вас время в течение суток после сбора мочи в рабочие часы филиалов.***

**для посева мочи приобретайте в регистратуре:**

1. стерильный контейнер
2. пробирку для посева

*Справка по тел. (29) 303-65-11*

*Системы Вакусера можно приобрести в регистратуре любого филиала лаборатории СИНЛАБ*